

## **Slender Shaper**

Lesen Sie diese Anleitung vor der Anwendung genau durch, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten!

### **Funktionen der Bedieneinheit**

- ON / OFF Button: Drücken Sie diesen Knopf um das Gerät an- und auszuschalten.
- AUTO Button: Um den Automatik-Modus zu aktivieren, drücken Sie diesen Knopf
- "+" Button: Drücken Sie diesen Knopf, um die Geschwindigkeit zu steigern
- "-" Button: Drücken Sie diesen Knopf, um die Geschwindigkeit zu verringern
- FORWARD / REVERSE Button: Mit diesem Knopf können Sie die Richtung der Schwingungen einstellen.

### **Wie Sie das Gerät anschließen**

1. Stecken Sie zunächst das eine Ende des Adapters in den Anschluss des "Slender Shaper" und das andere Ende an das Netzteil
2. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
3. Legen Sie den Gürtel möglichst eng an die gewünschte Körperregion an. Sie können den Gürtel in folgenden Körperregionen anwenden:
  - an den Schultern, um Verspannungen zu lösen
  - an der Taille, zum Abnehmen und um die Verdauung anzuregen
  - an den Schenkeln, um die Muskeln zu formen
  - an den Oberarmen, um die Muskeln zu stärken
  - an den Hüften
  - an den Waden
4. Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet das grüne Lämpchen neben dem "ON / OFF"-Knopf - Sie können nun mit der Anwendung beginnen.
5. Schalten Sie den "Slender Shaper" nun ein. Im manuellen Modus wird er in der niedrigsten Geschwindigkeit beginnen. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern, betätigen Sie die entsprechenden Knöpfe "+" oder "-".
6. Um den Automatik-Modus zu beginnen, drücken Sie den "AUTO"-Button.

### **Bitte beachten Sie:**

- Eine zu lange Nutzung kann zu einer automatischen Abschaltung (Vorsichtsmaßnahme gegen Überhitzung) führen. Legen Sie dann bitte eine Pause von mindestens einer Stunde ein.
- Der "Slender Shaper" verfügt über eine automatische Abschaltfunktion die bewirkt, dass sich das Gerät nach einer Nutzung von zehn Minuten selbst abschaltet. Um das Gerät weiterhin zu benutzen, drücken Sie den "ON / OFF" Button.

### **Wichtige Sicherheitshinweise**

1. Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerät fern. Lassen Sie Kinder mit dem Gerät niemals unbeaufsichtigt.
2. Dieses Gerät ist nur für die Nutzung einer Person auf einmal geeignet.

3. Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Schwindel, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere Symptome verspüren. Suchen Sie dann unverzüglich einen Arzt auf.
4. Nutzen Sie das Gerät nur für vorhergesehene Zwecke.
5. Bringen Sie keine scharfen Gegenstände am Gürtel an.
6. Schalten Sie das Gerät bei fehlerhafter Funktion sofort aus.
7. Nutzen Sie das Gerät nicht bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 37° C.
8. Setzen Sie das Gerät niemals Hitze, offenem Feuer oder Feuchtigkeit aus.
9. Nutzen Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Adapter. Das Netzteil niemals mit anderen Geräten verwenden.
10. Das Netzkabel darf niemals mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
11. Wickeln Sie das Kabel stets locker auf, wenn Sie das Gerät lagern.
12. Dieses Gerät wurde ausschließlich für den heimischen Gebrauch entwickelt.
13. Nutzen Sie das Gerät nicht länger als 30 Minuten am Stück. Lassen Sie das Gerät nach der Nutzung mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

### **Nutzen Sie das Gerät nicht...**

- ... während einer Schwangerschaft. Nach einer Geburt konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Gerät anwenden.
- ... wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.
- ... wenn Sie herzkrank sind.
- ... wenn Sie an niedrigem oder hohem Blutdruck leiden.

### **Wichtige Informationen**

1. Manche Nutzer verspüren bei der ersten Anwendung einen leichten Juckreiz. Das ist kein Grund zur Besorgnis - der Körper muss sich erst an den Gürtel und die Schwingungen gewöhnen.
2. Beenden Sie sofort die Anwendung, wenn Sie sich krank oder benommen fühlen.
3. Der "Slender Slender" wurde ausschließlich für die Nutzung im Haus entworfen - bitte nicht im Freien anwenden.
4. Die empfohlene Anwendungsdauer in einer Körperregion liegt bei 10 - 12 Minuten.
5. Nutzen Sie den "Slender Shaper" mindestens eine Stunde vor und nach dem Essen.
6. Trinken Sie bei der Anwendung ein Glas Wasser um das Ausschwemmen von Giftstoffen zu fördern.
7. Legen Sie zwischen zwei Anwendungen mindestens eine Pause von zwei Stunden ein.
8. Wenden Sie den "Slender Shaper" niemals an, wenn Ihr Körper feucht oder nass ist.
9. Nutzen Sie den "Slender Shaper" nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol stehen.
10. Nutzen Sie den "Slender Shaper" niemals in Verbindung mit medizinischen Geräten oder Heizdecken.
11. Nutzen Sie den "Slender Shaper" nicht, wenn Sie an einer Hautkrankheit leiden.
12. Wenden Sie das Gerät niemals am Kopf oder in der Nackengegend an.